



Questo software aiuta a visualizzare
e memorizzare i dati dai dispositivi EMG NeuroTrac®

Aggiornamento dalla versione 4.01 o precedente

Nota: a partire dalla versione 5.0, tutti gli aggiornamenti aggiorneranno semplicemente il software senza influire sui dati (sessioni, record, ecc.). Per eseguire l'aggiornamento alla versione più recente, è sufficiente installare l'ultima versione e il software verrà aggiornato senza causare alcun danno all'installazione precedente.

Se si dispone già di una vecchia versione del software (4.01 o precedente) e si desidera conservare il database, gli accessi e le sessioni, è possibile installare il software più recente ed eseguirlo senza danneggiare la versione corrente. Basta installare la nuova versione e presenterà un nuovo database, non sincronizzato o collegato alla vecchia versione.

Quindi puoi:

1. Conserva entrambe le versioni e usale separatamente.
2. Importa il vecchio database nella nuova versione.

Si consiglia di seguire l'opzione 2 in quanto mantenendo entrambe le versioni i record non verranno sincronizzati.

Importa il vecchio database nella nuova versione (5.0 o più recente):

È possibile importare il database dei pazienti precedente, contenente le sessioni, il vecchio login e la password, i rapporti salvati, nonché tutti i dati dalla versione 4.01 o precedente nella versione più recente (5.0 o più recente).

È possibile eseguire questa importazione durante l'installazione del software o in qualsiasi momento successivo.

Durante l'installazione

Installa il software più recente e segui tutte le istruzioni di installazione. Alla fine, vedrai questa schermata:

The screenshot shows a dialog box titled "User" with a close button in the top right corner. The dialog contains two tabs: "Enter New User or" (which is selected) and "Import Database". Under the "Enter New User or" tab, there are several input fields: "User Name" (containing "johnny"), "Password" (masked with dots), "Confirm Password" (masked with dots), "Secret question" (containing "how do i call my neighbour?"), and "Secret answer" (containing "steven"). Below these fields is a horizontal line, followed by more input fields: "Name" (containing "Johnny Denchfield"), "ID Number" (containing "optional"), "Address" (containing "optional"), "Post code" (containing "optional"), "Country" (containing "optional"), and "Work phone no" (containing "optional"). At the bottom of the dialog are "OK" and "Cancel" buttons.

Premere il pulsante Importa database (in alto) e identificare la cartella del database esistente. L'intera cartella di installazione, **NeuroTrac_ets**, può essere nella posizione originale o può essere stata copiata su una memory stick rimovibile.

Trovare la vecchia cartella di installazione (NeuroTrac_ets):

La maggior parte dei dati della vecchia versione è archiviata nella cartella **Sessions** e nel file **verity.mdb**, entrambi nella cartella **NeuroTrac_ETS**. Questi file si trovano, per impostazione predefinita:

- su Windows Vista / 7/8 / XP (con i service pack più recenti): **c: \ Program Data \ Neurotrac_ets**
- su 2000 / XP: **c: \ Program Files \ Neurotrac_ets .**

Nota: nella versione 4.01, una copia è stata salvata sia in **Program Files** che in **Program Data** . In tal caso, copia da Dati programma. Questo perché Program Files mantiene una copia vuota, mentre la copia reale è in Program Data.

In qualsiasi momento dopo l'installazione:

Dal menu in alto, selezionare Configurazione -> Configurazione programma -> Importa database. Quindi, mostra la destinazione della cartella di installazione precedente.