

# SONDA VAGINALE 112



**E.A.D.**  
EVOLUTION

Sonda corta da 55 mm "buffer"

**dimensioni** 2 anelli 10mm |  $\varnothing$  20mm | Lunghezza 55 mm

**descrittivo** Il cavo flessibile consente la riduzione del peso e facilita la mobilità per gli esercizi.

Sonda tampone per elettrostimolazione e biofeedback dell'attività muscolare durante i lavori di retro controllo.

Abilita il lavoro perineale dinamico.

È usato nelle donne con anatomia corta e stretta.

Può essere usato da seduto o in piedi.

È dotato di 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La sua forma stretta e corta consente un lavoro perineale dinamico.

Utilizzabile in posizione seduta e ortostatismo.

**MED ITALIA S.R.L.S.**

+39 336538039 [info@meditalia.org](mailto:info@meditalia.org) [www.meditalia.org](http://www.meditalia.org) [shop.meditalia.org](http://shop.meditalia.org)  
Via delle barozze, 6 – Rocca di Papa (Rm)